



# Umbilical ClearMesh Composite



# 2P UCMC





### 🇮🇹 2P-UCMC® Umbilical ClearMesh Composite - Protesi composita ombelicale non riassorbibile

2P-UCMC® è una protesi chirurgica, trasparente, leggera, ultra sottile, non riassorbibile, in polipropilene, composta da una rete in monofilamento macroporosa e da un film trasparente.

Indicazioni:

Trattamento dei difetti della parete addominale in particolare ernie ombelicali, epigastriche, piccoli laparoceli ed ernie da trocar, con posizionamento intraperitoneale.

### 🇬🇧 2P-UCMC® Umbilical ClearMesh Composite - Umbilical composite nonabsorbable prosthesis

2P-UCMC® is a transparent, lightweight, ultra-thin, nonabsorbable surgical prosthesis in polypropylene, made by a monofilament macroporous mesh and a transparent film.

Indications:

Treatment of abdominal wall defects, such as umbilical and epigastric hernias, small incisional hernias and hernias caused by trocars, with intraperitoneal positioning.


### 🇪🇸 2P-UCMC® Umbilical ClearMesh Composite - Prótesis umbilical compuesta no absorbible

2P-UCMC® es una prótesis quirúrgica de polipropileno, transparente, ligera, ultra-fina, no absorbible, compuesta por una malla macroporosa de monofilamento de polipropileno y una película transparente de polipropileno.

Indicaciones:

Tratamiento y reparación quirúrgica de los defectos abdominales como hernias umbilicales, epigástricas, hernias incisionales pequeñas y hernias causadas por trócares, para posicionamiento intraperitoneal.

Codice Code Código	Misura Size Medidas	Forma Shape Forma	Confezionamento Packaging Embalaje
UCMCI-045	Ø 4,5 cm	○	2 pezzi/scatola 2 pieces/box 2 unidades/caja
UCMCI-05	Ø 5 cm		
UCMCI-064	Ø 6,4 cm		
UCMCI-07	Ø 7 cm		
UCMCI-08	Ø 8 cm		



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le etichette per indicazioni, modalità d'impiego, precauzioni, controindicazioni, pericoli ed avvertenze.

Carefully read the instruction for use and labels for indications, directions for use, precautions, contraindications, hazards and warnings.

Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y las etiquetas para las indicaciones, direcciones de uso, precauciones, contraindicaciones, riesgos y advertencias.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche.

For further information refer to the technical data sheets.

Para más información consultar las fichas técnicas.

Il sistema qualità per la progettazione, produzione e distribuzione è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016. I dispositivi recano marcatura CE rilasciata ai sensi dell' Allegato II della Direttiva 93/42/CEE.

The quality system for design, production and distribution is in compliance with UNI CEI EN ISO 13485:2016. The devices are CE marked under Annex II of Directive 93/42/EEC.

El sistema de calidad para diseño, producción y distribución cumple con UNI CEI EN ISO 13485:2016. Los dispositivos tienen marca CE bajo el Anexo II de la Directiva 93/42/EEC.