

Protesi per il trattamento mininvasivo dei prolapsi della cupola vaginale
Prosthesis for the minimally invasive treatment of the vaginal vault prolapses
Prótesis para el tratamiento mínimamente invasivo de prolapsos de la cúpula vaginal

HABIBAMESH[®]



HAibaMesh[®] Y-MESH

InGyne - HAibaMesh[®] Protesi non riassorbibile in polipropilene parzialmente composita


Progettata specificatamente per la colposacropessi, HAibaMesh[®] combina la leggerezza e la macroporosità della rete con la resistenza del film trasparente sul lato viscerale, utilizzato per rinforzare il fissaggio al promontorio sacrale, per stabilizzare la protesi evitandone la deformazione e per promuoverne la planarità e la flessibilità del tessuto vaginale. HAibaMesh[®] può essere adattata su misura come indicato nelle istruzioni per l'uso.

InGyne - HAibaMesh[®] Non-absorbable partially composite prosthesis in polypropylene

Specifically designed for sacrocolpopexy, HAibaMesh[®] combines the lightness and the macroporosity of the mesh with the resistance of the transparent film on the visceral side, used to strengthen the fixation to the sacral promontory, to stabilize the prosthesis avoiding its deformation and to promote its planarity and the flexibility of the vaginal tissue. HAibaMesh[®] can be adapted, as indicated in the instructions for use.

InGyne - HAibaMesh[®] Prótesis de polipropileno no absorbible parcialmente compuesta

Especificamente diseñada para la sacrocolpopexia, HAibaMesh[®] combina la ligereza y la macroporosidad de la malla con la resistencia de la película transparente en el lado visceral, utilizada para reforzar la fijación al promontorio sacro, para estabilizar la prótesis evitando su deformación y para promover su planicidad y la flexibilidad del tejido vaginal. HAibaMesh[®] se puede adaptar como es indicado en las instrucciones de uso.



HAibaMesh[®] CSP-Lightweight

Forma Shape Forma	Codice Code Código	Misura Size Medidas	Confezionamento (pezzi/scatola) Packaging (pieces/box) Embalaje (unidad/caja)
	CSP0317	3x17 cm	1
	CSP0517	5x17 cm	1
	CSP0324	3x24 cm	1
	CSP03050620	3x20 cm	1
	CSP030616	3x16 cm	1

HAibaMesh LeVia[®] - Ultra-lightweight

Forma Shape Forma	Codice Code Código	Misura Size Medidas	Confezionamento (pezzi/scatola) Packaging (pieces/box) Embalaje (unidad/caja)
	CSPML0316	3x16 cm	1

Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le etichette per indicazioni, modalità d'impiego, precauzioni, controindicazioni, pericoli ed avvertenze.
Carefully read the instruction for use and labels for indications, directions for use, precautions, contraindications, hazards and warnings.
Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y las etiquetas para las indicaciones, direcciones de uso, precauciones, contraindicaciones, riesgos y advertencias.

Il sistema qualità per la progettazione, produzione e distribuzione è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016. I dispositivi recano marcatura CE rilasciata ai sensi dell' Allegato II della Direttiva Europea 93/42/CEE.

The quality system for design, production and distribution is in compliance with UNI CEI EN ISO 13485:2016. The devices are CE marked under Annex II of European Directive 93/42/EEC.

El sistema de calidad para diseño, producción y distribución cumple con UNI CEI EN ISO 13485:2016. Los dispositivos tienen marca CE bajo el Anexo II de la Directiva Europea 93/42 EEC.