










# Uro-Gynaecological Mesh


**INGYNE**  
**PELLEB**



# InGyne PELB<sup>®</sup>

-  Rete leggera o ultra leggera macroporosa in monofilamento di polipropilene  
Indicazioni: Trattamento dei prolapsi della parete vaginale e difetti del pavimento pelvico
-  Macroporous lightweight or ultra lightweight mesh in polypropylene monofilament  
Indications: Treatment of vaginal wall prolapses and pelvic floor defects
-  Malla de polipropileno monofilamento macroporosa y ligera o ultra-ligera  
Indicaciones: Tratamiento de los prolapsos y para el refuerzo del suelo pélvico

Codice Code Código	Misura Size Medidas	Forma Shape Forma	Confezionamento Packaging Embalaje
IGPELB0407 IGPELB0608 IGPELB1015 IGPELB1524 IGPELB0630 IGPELB3030	4x7 cm 6x8 cm 10x15 cm 15x24 cm 6x30 cm 30x30 cm	A 	5 pezzi/scatola 5 pieces/box 5 unidades/caja
IGPELB1836	Mesh 1: 18x3 cm Mesh 2: 18x3 cm Mesh 3: 18x6 cm	A 	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja
IGPELB18348	Mesh 1: 18x3 cm Mesh 2: 18x4,5 cm Mesh 3: 18x8 cm	A 	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja
IGPELB23348	Mesh 1: 23,5x3 cm Mesh 2: 23,5x4,5cm Mesh 3: 23,5x8 cm	A 	1 pezzo/scatola 1 piece/box 1 unidad/caja
IGPELBPOPS1	central body: 3x4,5 cm slings: 18x2,4 cm	B 	2 pezzi/scatola 2 pieces/box 2 unidades/caja
IGPELBPOPS2	central body: 3x4,5 cm slings: 18x2,4 cm	B 	2 pezzi/scatola 2 pieces/box 2 unidades/caja



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e le etichette per indicazioni, modalità d'impiego, precauzioni, controindicazioni, pericoli ed avvertenze.  
Carefully read the instruction for use and labels for indications, directions for use, precautions, contraindications, hazards and warnings.  
Lea cuidadosamente las instrucciones de uso y las etiquetas para las indicaciones, direcciones de uso, precauciones, contraindicaciones, riesgos y advertencias.

Per ulteriori informazioni fare riferimento alle schede tecniche.  
For further information refer to the technical data sheets.  
Para más información consultar las fichas técnicas.

Il sistema qualità per la progettazione, produzione e distribuzione è conforme alla norma UNI CEI EN ISO 13485:2016. I dispositivi recano marcatura CE rilasciata ai sensi dell' Allegato II della Direttiva 93/42/CEE.

The quality system for design, production and distribution is in compliance with UNI CEI EN ISO 13485:2016. The devices are CE marked under Annex II of Directive 93/42/EEC.

El sistema de calidad para diseño, producción y distribución cumple con UNI CEI EN ISO 13485:2016. Los dispositivos tienen marca CE bajo el Anexo II de la Directiva 93/42/EEC.