

## CÂNULA DE ASPIRAÇÃO ORTOPÉDICA

06.002.02.102

**GAMA:** Cirurgia**APLICAÇÃO:** Sistemas de aspiração

### DESCRIÇÃO

Set de aspiração ortopédica com filtro, tubo de aspiração Yankauer firmemente adaptado ao cabo, cânula curvada de 23cm e filtro de reposição.

Os fragmentos ósseos ficam retidos no filtro evitando a obstrução do dispositivo de sucção.

Diâmetro externo: 7,8 milímetros.



### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Dispositivo: ABS, PVC

Agrafo: aço inoxidável

### ESTERILIZAÇÃO

Modo de esterilização: **óxido de etileno**

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

### VALIDADE

Data de validade: 5 anos

### ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar direta, humidade elevada e exposição à água.

### EMBALAGEM

Embalagem primária (1 unidade): Papel e revestimento em polietileno

Embalagem secundária (50 unidades): Caixa de cartão Canelado

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico estéril, de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TÜV SÜD Product Service GmbH

ID atribuído pelo INFARMED: 60381

Código NPDM: *Cânulas de aspiração (A06010103)*

Códigos CDM: 17250595

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers