

## **CÂNULA ASPIRAÇÃO ORTOPÉDICA**

### **06.002.21.300**

**GAMA:** Sistema de Aspiração


**APLICAÇÃO:** Set de aspiração ortopédico indicado para extração de sangue e secreção de feridas, durante intervenções com envolvimento ósseo

### **DESCRIÇÃO**

Ref.: 06.002.21.300

Sistema Aspiração Ortopédica composto por cabo com filtro inserido mais um filtro em separado, duas cânulas yankauer de 15 e 23 cm respetivamente e tubo de conexão CH25 com 3m de comprimento.

O filtro interno que compõe este Sistema de Aspiração possibilita a extração de fragmentos ósseos e evita o bloqueio da ventosa



### **MATERIAL**

Filtro: ABS, PVC

### **ESTERILIZAÇÃO**

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

**Método de Esterilização – EO**

### **VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

### **ACONDICIONAMENTO**

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

### **EMBALAGEM**

Bolsa: LPDE

Embalagem primária (30 unidades): Papel, LPDE

Embalagem secundária (30 unidades): cartão canelado

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 60219

Código NPDM: *Cânulas de aspiração (A06010103)*

Código CDM: 16998405

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone