

CÂNULA DE ASPIRAÇÃO YANKAUER






GAMA: Cirurgia – Aspiração

APLICAÇÃO: Para aspiração em procedimentos cirúrgicos.

DESCRIÇÃO

Cânula do tipo Yankauer, em PVC, com um orifício distal e dois laterais, disponível com ou sem cabo e com vários diâmetros. Os orifícios laterais reduzem o vácuo sempre que há adesão dos tecidos ao orifício distal, evitando assim lesões traumáticas causadas pela aspiração. Possui um desenho ergonómico que possibilita ao cirurgião uma utilização segura e menos fatigante em todas as posições.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Referência (REF)	CARACTERÍSTICAS			
		Diâmetro	Ponta da cânula	Cabo	Controlo Vácuo
	07.049.10.210	10 mm	Normal (10 mm)	Sem	Sem
	07.049.06.110	6 mm	Normal (6 mm)	Sem	Sem
	07.049.08.210	8 mm	Normal (8 mm)	Com	Sem
	07.049.06.210	6 mm	Normal (6 mm)	Com	Sem
	07.049.08.209	8 mm	Normal (8 mm)	Com	Com
	07.049.06.209	6 mm	Normal (6 mm)	Com	Com
	07.049.06.213	6 mm	Fina (4 mm)	Com	Sem
	07.049.06.212	6 mm	Fina (4 mm)	Com	Com

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior, que mantém a esterilidade do mesmo, se apresente danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

Método de Esterilização – EO

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem individual: Papel, Bolsa de Plástico – PE

Caixa cartão: 180 unidades

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 43756

Código NPDM: Cânulas de aspiração (A06010103)

Código CDM:

Referência	CDM
07.049.10.210	23044829
07.049.06.110	23032456
07.049.08.210	14261294
07.049.06.210	14261235
07.049.08.209	14261308
07.049.06.209	14261227
07.049.06.213	14261251
07.049.06.212	14261243

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone