

**TUBO DE LIGAÇÃO A CÂNULA DE ASPIRAÇÃO CH25**






**GAMA:** Cirurgia – Aspiração

**APLICAÇÃO:** Para ligação segura a qualquer cânula de aspiração

**DESCRIÇÃO**

Tubo de ligação a cânula de aspiração, em PVC flexível. Com conexão universal ao aspirador e disponíveis com várias combinações de extremidades diferentes.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

	Referência (REF)	CARACTERÍSTICAS		
		Comprimento	Extremidades	
	07.068.25.200	200 cm	Funil	Funil
	07.068.25.250	250 cm	Funil	Funil
	07.068.25.210	200 cm	Funil	Controlador Vácuo
	07.068.25.220	200 cm	Funil	Sem terminação
	07.068.25.359	200 cm	Funil	Tubo conector



07.068.25.307	270 cm	Bubble	Bubble
---------------	--------	--------	--------

**ADVERTÊNCIAS**

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior, que mantém a esterilidade do mesmo, se apresente danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

**ESTERILIZAÇÃO**

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

**Método de Esterilização** – EO

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

**ACONDICIONAMENTO**

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

**EMBALAGEM**

Embalagem individual: PA / PE folha de alumínio

Referência	Número de unidades por caixa
07.068.25.200	50 unidades
07.068.25.250	50 unidades
07.068.25.210	50 unidades
07.068.25.220	50 unidades
07.068.25.359	50 unidades
07.068.25.307	30 unidades

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 43754

Códigos CDM:

Referência	Código CDM
07.068.25.200	16869737
07.068.25.250	50091646
07.068.25.210	16869745
07.068.25.220	<i>A aguardar codificação</i>
07.068.25.359	<i>A aguardar codificação</i>
07.068.25.307	<i>A aguardar codificação</i>

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone