

TUBO DE LIGAÇÃO A CÂNULA DE ASPIRAÇÃO CH30











GAMA: Cirurgia – Aspiração

APLICAÇÃO: Para ligação segura a qualquer cânula de aspiração

DESCRIÇÃO

Tubo de ligação a cânula de aspiração, em PVC flexível. Com conexão universal ao aspirador e disponíveis com várias combinações de extremidades diferentes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência (REF)	CARACTERÍSTICAS			
	Comprimento	Extremidades		
	07.068.30.200	200 cm	Funil	Funil
	07.068.30.300	300 cm	Funil	Funil
	07.068.30.500	500 cm	Funil	Funil
	07.068.30.600	600 cm	Funil	Funil
	07.068.30.325	300 cm	Sem terminação	Sem terminação
	07.068.30.180	180 cm	Bubble	Bubble
	07.068.30.307	300 cm	Bubble	Bubble
	07.068.30.270	250 cm	Funil	Sem terminação
	07.068.30.320	300 cm	Funil	Sem terminação
	07.068.30.355	350 cm	Funil	Sem terminação



07.068.30.520	500 cm	Funil	Sem terminação
07.068.30.217	200 cm	Controlado r Vácuo	Sem terminação

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior, que mantém a esterilidade do mesmo, se apresente danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

Método de Esterilização – EO

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem individual: PA / PE folha de alumínio

Referência	Número de unidades por caixa
07.068.30.200	50 unidades
07.068.30.300	30 unidades
07.068.30.500	30 unidades
07.068.30.600	20 unidades
07.068.30.325	30 unidades
07.068.30.180	50 unidades
07.068.30.307	30 unidades
07.068.30.270	30 unidades
07.068.30.320	30 unidades
07.068.30.355	30 unidades
07.068.30.520	30 unidades
07.068.30.217	50 unidades

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril, de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 43754

Código NPDM: Tubos de conexão para fins clínicos (A060102)

Referência	Código CDM
07.068.30.200	23044772
07.068.30.300	23044756
07.068.30.400	23044764

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone