

SONDA DE ASPIRAÇÃO


07.078.xx.235

GAMA: Aspiração

APLICAÇÃO: Para aspiração de muco, secreções e sangue da cavidade oral, garganta e traqueia.








DESCRIÇÃO

Sonda de aspiração descartável, reta, com extremidade distal arredondada com dois orifícios laterais alternados em formato oval, e 50 cm de comprimento. Disponível nas seguintes dimensões: CH06, CH08, CH10, CH12, CH14, CH16 e CH18.



A sonda deverá ser conectada a um sistema de aspiração ativo.

CARACTERÍSTICAS

Cor	Dimensão	Referência
	CH06	07.078.06.235
	CH08	07.078.08.235
	CH10	07.078.10.235
	CH12	07.078.12.235
	CH14	07.078.14.235
	CH16	07.078.16.235
	CH18	07.078.18.235

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior, que mantém a esterilidade do mesmo, se apresente danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

COMPOSIÇÃO

Tubo: PVC*

Funil: PVC*



***AVISO:** O fabricante iniciou a fabricação deste produto sem DEHP, e atendendo a que se encontra num período de transição. **Deverá ser verificada a rotulagem do dispositivo médico** para confirmação de presença ou ausência de DEHP na composição do mesmo. Caso a rotulagem do dispositivo contenha o símbolo *infra*, significa que o mesmo contém na sua composição Di(2-etil-hexilo)ftalato (DEHP).



ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

Método de Esterilização – EO

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem individual: Papel, Bolsa de Plástico – PE

Nº de unidades por caixa: 100 unidades

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 107701

Código NPDM: R05010101 - *Sondas para aspiração do aparelho respiratório sem furo de controlo*

Código CDM:

Referência	CDM
07.078.06.235	17319196
07.078.08.235	17319200
07.078.10.235	17319218
07.078.12.235	17319226
07.078.14.235	17319234
07.078.16.235	17319242
07.078.18.235	17319250

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone