

## GILETES DE RCARTÁVEIS

**GAMA:** Cuidados gerais

**APLICAÇÃO:** Remoção de pelo para procedimentos cirúrgicos



REF: 10.000.00.010



REF: 10.000.00.011

### DESCRIPÇÃO

Giletes descartáveis, esterilizadas, com lâmina simples (ref: 10.000.00.011) ou dupla (ref: 10.000.00.010). As giletes são utilizadas para a remoção de pelo do corpo.

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Cabo: HIPE

Lâmina: aço inoxidável

Tampa: PP

### ESTERILIZAÇÃO

Modo de esterilização: **óxido de etileno**

Validação e controlo de rotina de acordo com as normas internacionais ISO 11135

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

### VALIDADE

Data de validade: 5 anos

### ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

### EMBALAGEM

Embalagem primária (1 unidade): embalagem de PE/PA, papel

Embalagem secundária – embalagem mínima de venda (200 unidades): Caixa de cartão

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Produto estéril de uso único

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; EPDM: ethylene propylene diene terpolymer; HIPE: High Impact Polystyrene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers