


GILETE DESCARTÁVEL

10.000.00.012

GAMA: Cuidados gerais**APLICAÇÃO:** Remoção de pelos para preparação em procedimentos cirúrgicos

DESCRIÇÃO

Giletes descartáveis com lâmina simples utilizadas para a remoção de pelo do corpo.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Cabo: PS-HS

Lâmina: aço inoxidável

Tampa: HDPE

ESTERILIZAÇÃO

Produto não esterilizado

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária – embalagem mínima de venda (100 unidades): caixa de cartão

Embalagem secundária (1000 unidades): Caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril de uso único

Classe I não estéril, com marcação CE

Este dispositivo é fabricado de acordo com a norma EN ISO 13485:2012 + AC 2012, conforme atestado no Certificado de Qualidade nº Q1N 15 05 15892043 (disponível mediante pedido).

ID atribuído pelo INFARMED: 209454

Código NPDM: *Dispositivos cortantes de uso único – outros - V0199*Códigos CDM: *em processo de codificação*

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; EPDM: ethylene propylene diene terpolymer; HIPE: High Impact Polystyrene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers