

GILETE DE RCARTÁVEL

10.000.00.014

GAMA: Cuidados gerais**APLICAÇÃO:** Remoção de pelos da face

DESCRICHÃO

Giletes descartáveis com lâmina dupla utilizadas para a remoção de pelos da face.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Cabo: PS-HS

Lâmina: aço inoxidável

Tampa: HDPE

ESTERILIZAÇÃO

Produto não esterilizado

VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária – embalagem mínima de venda (100 unidades): caixa de cartão

Embalagem secundária (1000 unidades): Caixa de cartão

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; EPDM: ethylene propylene diene terpolymer; HIPE: High Impact Polystyrene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers