

KIT DE LAVAGEM GÁSTRICA

GAMA: Procedimentos de emergência

APLICAÇÃO: Dispositivo para lavagem gástrica

SEM LÁTEX



DESCRIÇÃO

Kit de lavagem gástrica TUM-E-VAC® (fornecido com as conexões já estabelecidas), sistema fechado e descartável, para uma lavagem do conteúdo gástrico rápida e eficiente.

- O sistema fechado previne a exposição dos profissionais de saúde à exposição dos conteúdos estomacais e solução de carvão
- Não são necessários procedimentos de limpeza ou desinfecção
- Fornecido com bocal para proteção da sonda

Relativamente ao tubo fornecido com a REF: 2054, o tubo de lavagem gástrica possui uma extremidade distal aberta e não traumática com vários orifícios laterais de forma a criar um movimento de fluxo com baixa resistência. Todos os tubos são embalados individualmente, limpos e para utilização imediata.

O tubo é transparente e possui marcação radiopaca (para auxiliar na confirmação de colocação correta do dispositivo), um conector na extremidade proximal, 122cm de comprimento e ainda marcações de referência aos 46cm, 51cm e 56cm desde a extremidade distal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referência	Descrição
2054	Saco de drenagem gástrica de 5L TUM-E-VAC® + Saco para solução de irrigação de 3L + Sonda de lavagem gástrica tipo Faucher CH32
2055	Saco de drenagem gástrica de 5L TUM-E-VAC® + Saco para solução de irrigação de 3L

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior se apresente danificada. O dispositivo deverá apenas ser utilizado num paciente.

ESTERILIZAÇÃO

Dispositivo fornecido sob a forma não esterilizada.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

PVC e ABC no conector para o carvão ativado.

VALIDADE

Data de validade: 5 anos.

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar direta, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária (1 unidade): embalagem de polietileno

Embalagem secundária (10 unidades): Caixa de cartão corrugado

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril de uso único

Classe Im, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 310804

Código NPDM: *Sistemas para lavagem gástrica – G020101*

Código CDM:

Referência	CDM
2054	<i>A aguardar codificação pelo INFARMED</i>
2055	15086305

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers