


IDENTIFICADORES DE VASOS

GAMA: Cirurgia

APLICAÇÃO: Identificadores de vasos



DESCRIÇÃO

As alças vasculares são utilizadas para orientação intraoperatória de estruturas anatómicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Possui marcação radiopaca e está disponível nos seguintes tamanhos:

REF	Cor	Tamanho	Diâmetro	Comprimento	Estrutura anatómica
34.000.00.700	Azul	Supermaxi	1.30 mm	475 mm	Veias
34.000.00.400	Azul	Maxi	1.15 mm	470 mm	Veias
34.000.00.450	Azul	Mini	0.90 mm	480 mm	Veias
34.000.00.600	Vermelho	Supermaxi	1.30 mm	475 mm	Artérias
34.000.00.200	Vermelho	Maxi	1.15 mm	470 mm	Artérias
34.000.00.250	Vermelho	Mini	0.90 mm	480 mm	Artérias
34.000.00.500	Amarelo	Maxi	1.15 mm	470 mm	Ureter
34.000.00.550	Amarelo	Mini	0.90 mm	480 mm	Ureter
34.000.00.300	Branco	Maxi	1.15 mm	470 mm	Nervo
34.000.00.350	Branco	Mini	0.90 mm	480 mm	Nervo

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Silicone

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior se apresentar danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

Método de Esterilização usado – EO

VALIDADE

Data de validade: 5 anos.

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária (1 carteira contém – 2 identificadores): PE, Tyvek

Embalagem secundária – unidade mínima de venda (10x2 -10 carteiras com 2 identificadores em cada carteira): Cartão corrugado

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

REF	Código NPDM	ID Dispositivo	Código CDM
34.000.00.700	<i>Fios guia vasculares periféricos terapêuticos – outros - Co4020299</i>	325623	16987799
34.000.00.400		325623	16902661
34.000.00.450		325623	16902653
34.000.00.600	<i>Fios guia coronários terapêuticos – outros - Co4010299</i>	402426	16903013
34.000.00.200		402426	16903005
34.000.00.250		402426	16902998
34.000.00.500	<i>Guias urológicas – outros - Uo699</i>	402427	16902980
34.000.00.550		402427	16902971
34.000.00.300	<i>Dispositivos para o sistema nervoso – outros - No199</i>	402425	16902408
34.000.00.350		402425	16902416

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone