

## TAMPA LUER-LOCK

**GAMA:** Cuidados gerais

**APLICAÇÃO:** Acessórios de infusão



### DESCRIÇÃO

Tampa luer lock para encerramento de conexões de sets de infusão e seringas.

Disponível em várias cores (vermelho – REF: 39.000.00.223 e azul – REF: 39.000.00.224) para distinção das conexões consoante o tipo de utilização.

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Referências 39.000.00.223 e 39.000.00.224 – PE

### ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

**Método de Esterilização usado – EO**

### VALIDADE

Data de validade: 5 anos

### ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

### EMBALAGEM

Embalagem primária (1 unidade): embalagem de Papel e folha de PVC

Embalagem secundária (200 unidades – unidade mínima de venda): embalagem de cartão

### INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe I estéril, com marcação CE

*Este dispositivo é fabricado de acordo com a norma EN ISO 13485:2012 + AC 2012, conforme atestado no Certificado de Qualidade (disponível mediante pedido).*

ID atribuído pelo INFARMED: 123827

Código NPDM: *Equipamentos tubulares – acessórios - A0380*

Códigos CDM: REF: 39.000.00.223 – 16836995; REF: 39.000.00.224 - 16837002

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; EPDM: ethylene propylene diene terpolymer; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers