

Saco de Urina 2L

53.003.60.050

GAMA: Sistema de recolha de urina**APLICAÇÃO:** Dispositivo não estéril, utilizado para recolher a urina de doentes cateterizados ou não.**DESCRIÇÃO**

Saco de urina de 2.0 litros, com conector, tubo de 90cm e válvula antirretorno. Possui graduação apenas para indicação.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Material: PVC

VALIDADE

Data de validade: 5 anos.

EMBALAGEM

Embalagem primária (25 unidades – unidade mínima de venda): saco de PE

Embalagem secundária (250 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril de uso único

Classe I não-estéril, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 451572

Código NPDM: *Sistemas de recolha de urina – outros* - A06030399

Código CDM: A aguardar codificação

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone