

Saco de Urina 2L

53.077.21.090

GAMA: Sistema de recolha de urina**APLICAÇÃO:** Dispositivo não estéril, utilizado para recolher a urina de doentes cateterizados ou não.**DESCRIÇÃO**

Saco de Urina com volume de 2000ml, conector, tubo de 90cm, válvula anti-retorno e torneira. Saco com graduação (meramente indicativo) de 100 a 2000ml.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Saco: PVC e PE

ESTERILIZAÇÃO

Dispositivo não esterilizado.

VALIDADE

Data de validade: 5 anos.

EMBALAGEM

Embalagem primária (Mínimo de venda - 250 unidades): Cartão corrugado com saco PE

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril de uso único

Classe I não-estéril, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 334476

Código NPDM: *Sacos de urina (Cod. classificação ISO 09.27) - A06030301*

Código CDM: 15077152

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone