

Saco de Urina 2L Esterilizado

53.077.22.090

GAMA: Sistema de recolha de urina**APLICAÇÃO:** Dispositivo estéril, utilizado para recolher a urina de doentes cateterizados ou não.**DESCRIÇÃO**

Saco de Urina com volume de 2000ml, conector, tubo de 90cm (cateter com um diâmetro de 4.9mm +/- 10%), válvula anti-retorno e torneira. Saco com graduação (meramente indicativo) de 100 a 2000ml.

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Saco: PVC e PE

ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

Método de Esterilização – EO**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos.

EMBALAGEM

Embalagem primária (1 unidade): Folha PA/PE, papel

Embalagem secundária (Mínimo de venda – 200 unidades): Cartão corrugado

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe I estéril, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 107711

Código NPDM: *Sacos de urina (Cod. classificação ISO 09.27) - A06030301*

Código CDM: 14261910

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone