

**SUPORTE PARA SACOS DE URINA**

53.711.02.051

**GAMA:** Urologia**APLICAÇÃO:** Suporte para Sacos de Urina**DESCRIÇÃO**

Suporte universal para saco de urina, para fixação à cama ou ao suporte de infusão.

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO**

Gancho: Polipropileno

Graduação: D72 (D = Teste forte para plásticos)

**ESTERILIZAÇÃO**

Produto não esterilizado

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

**ACONDICIONAMENTO**

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar direta, humidade elevada e exposição à água.

**EMBALAGEM**Embalagem primária (10 unidades):

- Saco envolvente: Polietileno / Termoplástico (alta tensão)
- Fita adesiva: Polipropileno

Embalagem secundária (250 unidades):

- Caixa de cartão

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; EPDM: ethylene propylene diene terpolymer; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers