

**SPIGOT SEM PEGA PARA CATETER**

56.000.13.630

**GAMA:** Sistemas de recolha de urina**APLICAÇÃO:** Acessórios para sistemas de recolha de urina**DESCRIÇÃO**

Spigot (tampa) para cateter, 48mm (verde) utilizado para fecho de curta duração de cateter urinário durante o transporte de doentes ou exercícios de fortalecimento da bexiga.

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO**

Produto: PP

**ESTERILIZAÇÃO**

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

**Método de Esterilização – EO****VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

**ACONDICIONAMENTO**

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

**EMBALAGEM**

Embalagem primária (1 unidade): papel de grau médico, folha de PVC

Embalagem secundária – embalagem mínima de venda (100 unidades): Caixa de cartão

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico não estéril reutilizável

Classe IIa, com marcação CE

*Este dispositivo é fabricado de acordo com a norma EN ISO 13485:2012 + AC 2012, conforme atestado no Certificado de Qualidade nº Q1N 15 05 15892043 (disponível mediante pedido).*

ID atribuído pelo INFARMED: 101012

Código NPDM: A0799 - Conectores, tampões, torneiras e rampas - outros

Códigos CDM: 21132500

**ABREVIATURAS**

*ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers*