

COPO PARA MEDICAÇÃO

GAMA: Cuidados de enfermagem gerais

APLICAÇÃO: Copo para medicação



DESCRIÇÃO

Copos de medicação com 30ml, com graduação por ml. Os copos são fornecidos sem tampa.

As tampas (REF: 68.663.12.904) estão disponíveis em separado.

CARACTERÍSTICAS

Referência	Cor
68.414.21.004	Transparente
68.414.23.003	Amarelo
68.414.24.003	Vermelho
68.414.25.003	Azul
68.414.26.003	Verde

ESTERILIZAÇÃO

Dispositivo não estéril

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Copo: PP

VALIDADE

Data de validade: 4 anos.

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar direta, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária (90 unidades): Bolsa de PE

Caixa de cartão: 9000 unidades

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I de medição, com marcação CE

Este dispositivo é fabricado de acordo com a norma EN ISO 13485:2012 + AC 2012, conforme atestado no Certificado de Qualidade nº Q1N 15 05 15892043 (disponível mediante pedido).

ID Dispositivo: 213179

Código NPDM: M9099 - Dispositivos para medição - outros (para tiras adesivas para sutura ver H900102)

Código CDM: A aguardar codificação por parte do Infarmed

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers