

PENSO DE NARIZ PARA FIXAÇÃO DE DRENOS

70.600.06.630

GAMA: Cuidados de Enfermaria**APLICAÇÃO:** Pensos de Fixação**DESCRIÇÃO**

Penso para nariz utilizado para fixação de cateteres nasais de oxigénio e sondas duodenais. Composto por material testado hipoalergénico, que deixa a pele respirar, não esterilizado.

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO**

Tipo de adesivo: Adesivo acrílico médico (sem látex).

ESTERILIZAÇÃO

Produto não esterilizado

VALIDADE

Data de validade: 4 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária (1 unidade): Papel, revestimento a polietileno

Embalagem secundária – embalagem mínima de venda (150 unidades): Caixa de cartão Canelado

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril, de uso único

Classe I, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 63701

Código NPDM: *Pensos com fixação cateter e outros dispositivos - outros (M04010299)*

Códigos CDM: 16930029

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers