

## Luvas em Plástico Tipo Palhaço Não Estéris



Classificação: I não estéril  
Marca Comercial: Dahlhausen  
Fabricante: Dahlhausen & C<sup>o</sup> GmbH

### 1. Fim a que se destinam:

Para utilização de procedimentos de pouco risco.

### 2. Características:

- a) Polietileno
- b) Sem pó
- c) Não Estéril
- d) AQL: 1,5
- e) Resistentes à rutura e à perfuração de acordo com a norma EN 455

### 3. Normas:

*Conformidade do Produto*

- a) Dispositivos médicos 93/42/CE
- b) EN 455 parte 1,2

4. Dimensões:

Tamanho	Compr. Mín. Palma	Larg. Mín. Dedo	Espessura mín.
L	280 mm	40 mm	0,02 mm

5. Códigos:

Código SPMS	Descrição	Referência HR
L216	Luva em plástico (palhaço) não estéril LISA / GRANITADA	1008535300 1008535600