

LUVAS DE EXAME EM PE

75.356.00.000 e 75.357.00.000

GAMA: Material descartável para higiene

APLICAÇÃO: Luvas descartáveis para exame



DESCRIÇÃO

Luvas descartáveis de exame embaladas em sacos de PE.

Comprimento luvas para homem (REF: 75.356.00.000): 300mm

Comprimento luvas para mulher (REF: 75.357.00.000): 280mm

Espessura da luva: 0.020mm

AQL: 1.5

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Luva: PE

ESTERILIZAÇÃO

Produto não esterilizado.

VALIDADE

5 anos

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar direta, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem primária (100 unidades – unidade mínima de venda): bolsa de PE

Embalagem secundária (10000 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril de uso único

Classe I, com marcação CE

Este dispositivo é fabricado de acordo com a norma EN ISO 13485:2012 + AC 2012, conforme atestado no Certificado de Qualidade nº Q1N 15 05 15892043 (disponível mediante pedido).

ID atribuído pelo INFARMED: 45766

Código NPDM: T010299 - Luvas não cirúrgicas - outros

Código CDM: a aguardar codificação pelo INFARMED

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone