

Luvas plásticas tipo palhaço esterilizadas, fixa em papel COPOLYMER

Ref: 75.870.00.100-300
Esterilizada

Embalagem: **100 unidades**
cartão 1.200

Descrição:

Luvas de exame descartáveis, tamanho small, médio, large. Esterilizadas, embaladas à unidade. As luvas estão conforme as exigências da norma DIN EN 455 parte 1 e 2, bem como da directiva europeia 93/42/CEE

Espessura da Luva: 0,06mm

Comprimento: 280mm

Punho: estreito: 127mm
médio: 142mm
largo: 158mm

AQL (níveis aceitáveis de qualidade): 1,5

Material:

Luvas: EVA (Termoplástico polyolefinelastomer)

Embalagem:

Unidade: Papel
Cartão: Cartão

Esterilização:

Radiação