

CHINELOS DE USO HOSPITALAR

75.985.00.000

GAMA: Acessórios para enfermaria**APLICAÇÃO:** Chinelos utilizados em âmbito hospitalar e cuidados domésticos.**DESCRIÇÃO**

Chinelos (brancos) para serem utilizados em contexto hospitalar ou de cuidados domésticos.

Dimensões: 26.2cm (comprimento) x 10.6cm (largura)

COMPOSIÇÃO DO DISPOSITIVO

Chinelos: tecido não tecido 100% PP

Sola: Espuma PE

ESTERILIZAÇÃO

Produto não esterilizado.

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem individual: Bolsa de Plástico

Nº de unidades por caixa (embalagem mínima de venda): 100 unidades

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone