

**LÂMINAS PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO**

91.000.03.001 - 004

**GAMA:** Intubação

**APLICAÇÃO:** Lâminas descartáveis para intubações endotraqueais

**DESCRIÇÃO**

As lâminas descartáveis são do tipo Macintosh compatíveis em exclusivo para o Vídeo Laringoscópio Dahlhausen REF. 91.000.01.002.



**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Disponível nos seguintes tamanhos:

REF	Tamanho	Indicação utilização
91.000.03.001	1	Pediátrico
91.000.03.002	2	Pediátrico
91.000.03.003	3	Adulto
91.000.03.004	4	Adulto

**COMPOSIÇÃO DO PRODUTO**

Policarbonato

**ADVERTÊNCIAS**

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior se apresentar danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

**ESTERILIZAÇÃO**

Produto não esterilizado.

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos.

**ACONDICIONAMENTO**

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

**EMBALAGEM**

Embalagem individual (1 unidade): PE, Papel

Embalagem secundária (50 unidades): Cartão corrugado

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico não estéril de uso único

Classe I, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 108484

Código NPDM: *R9002 - Lâminas para laringoscópio de uso único*

Códigos CDM:

REF	Código CDM
91.000.03.001	25023543
91.000.03.002	60359749
91.000.03.003	59173718
91.000.03.004	25023551

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone