

LÂMINA MAC DX3 PARA VIDEOLARINGOSCÓPIO


91.000.03.005

GAMA: Intubação

APLICAÇÃO: Lâmina descartável MAC DX3 para intubações
envias aéreas difíceis

DESCRIÇÃO

A lâmina MAC DX3 é descartável e compatível em exclusivo para o Videolaringoscópio Dahlhausen REF. 91.000.01.002.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF	Indicação utilização
91.000.03.005	Adulto com vias aéreas difíceis

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Policarbonato

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior se apresentar danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

ESTERILIZAÇÃO

Produto não esterilizado.

VALIDADE

Data de validade: 5 anos.

ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

EMBALAGEM

Embalagem individual (1 unidade): PE, Papel

Embalagem secundária (50 unidades): Cartão corrugado

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril de uso único

Classe I, com marcação CE

ID atribuído pelo INFARMED: 55795

Código NPDM: R9002 - *Lâminas para laringoscópio de uso único*

Código CDM:

REF	Código CDM
91.000.03.005	50847066

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone