

SACO GEL QUENTE/FRIO

GAMA: Cuidados gerais

APLICAÇÃO: Compressas frias/quentes



DESCRIÇÃO

Bolsas de frio/quente contendo um gel para terapia de frio ou calor:

- Emissão igual de calor e de frio
- Saco maleável mesmo quando a temperaturas negativas
- Bolsa de PA/PE resistente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REF	TIPO	TAMANHO
93.000.00.041	Universal	12 x 29 cm
93.000.00.042	Terapia	16 x 26 cm
93.000.00.044	Especial II	30 x 40 cm
93.000.00.045	Colar pequeno	7.5 x 35 cm
93.000.00.240	Mini	13 x 14 cm
93.000.00.241	Universal	11 x 28 cm
93.000.00.242	Terapia	16 x 26 cm
93.000.00.243	Especial I	20 x 34 cm
93.000.00.244	Especial II	30 x 40 cm

COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Composição do gel: Água e Espessante (*sodium carboxymethyl cellulose*, corante E133, amargante)

Composição do saco: PA/PE

ESTERILIZAÇÃO

Produto não estéril

VALIDADE

Data de validade: 2 anos

CUIDADOS E ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar direta. Caso a compressa fique suja, limpar com um pano húmido.

EMBALAGEM

REF	EMBALAGEM PRIMÁRIA (UNIDADE MÍNIMA DE VENDA): caixa de cartão	EMBALAGEM SECUNDÁRIA: caixa de cartão
93.000.00.041	1 caixa com 2 sacos	6 caixas
93.000.00.042	1 caixa com 1 saco	6 caixas
93.000.00.044	1 caixa com 1 saco	1 caixa
93.000.00.045	1 caixa com 1 saco	12 caixas
93.000.00.240	1 caixa com 10 sacos	1 caixa
93.000.00.241	1 caixa com 25 sacos	1 caixa
93.000.00.242	1 caixa com 15 sacos	1 caixa
93.000.00.243	1 caixa com 10 sacos	1 caixa
93.000.00.244	1 caixa com 6 sacos	1 caixa

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril reutilizável

Classe I estéril, com marcação CE

Este dispositivo é fabricado de acordo com a norma EN ISO 13485:2012 + AC 2012, conforme atestado no Certificado de Qualidade (disponível mediante pedido).

ID atribuído pelo INFARMED: 68431

Código NPDM: Dispositivos não incluídos nas classes anteriores - outros (V9099)

Códigos CDM:

REF	Código CDM
93.000.00.041	61373630
93.000.00.042	24777889
93.000.00.044	54398312
93.000.00.045	40106063
93.000.00.240	43679986
93.000.00.241	43679978
93.000.00.242	42491177
93.000.00.243	50829114
93.000.00.244	50829106

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; EPDM: ethylene propylene diene terpolymer; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone; TPE: Thermoplastic elastomers