

## DRENO EASY FLO

**GAMA:** Drenagem - Cirurgia

**APLICAÇÃO:** Dispositivo estéril, utilizado para aspiração de feridas cirúrgicas.



### DESCRIÇÃO

Dreno de silicone que permite a aspiração de fluidos como por exemplo secreções de feridas ou sangue do organismo, especialmente após procedimentos cirúrgicos.

Podem ser utilizados após procedimentos cirúrgicos e também em abscessos ou fleimão. Devido à sua composição e forma é possível cortar o mesmo ajustando-o ao tamanho pretendido.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Possui marcação radiopaca e está disponível nos seguintes tamanhos:

REF	Comprimento	Tamanho	Forma
97.816.92.135	300 mm	10 mm	Tubular
97.816.92.127	300 mm	12 mm	Tubular
97.816.92.151	300 mm	16 mm	Tubular
97.816.92.143	300 mm	19 mm	Tubular
97.816.92.224	300 mm	40 mm	Plano

### COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

100% Silicone

### ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o dispositivo caso a embalagem exterior, que mantém a esterilidade do mesmo, se apresente danificada. Não reutilizar. Não reesterilizar.

### ESTERILIZAÇÃO

A Dahlhausen não produz este dispositivo com vista à sua reutilização ou reprocessamento, não assegurando por isso que o reprocessamento possa limpar e/ou esterilizar ou manter a integridade estrutural do dispositivo de forma a assegurar a segurança do doente na sua utilização.

**Método de Esterilização – EO**

### VALIDADE

Data de validade: 5 anos.

## ACONDICIONAMENTO

Conservar o produto à temperatura ambiente, mantendo-o afastado de luz solar directa, humidade elevada e exposição à água.

## EMBALAGEM

Embalagem individual (1 unidade): papel e PE

Embalagem secundária – unidades mínima de venda (10 unidades): Cartão corrugado

## INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico estéril de uso único

Classe IIa, com marcação CE

Organismo Notificado: TUV Sud Product Service GmbH, nº 0123

ID atribuído pelo INFARMED: 149724

Código NPDM: *Sondas de drenagem - outros (A0601010499)*

Código CDM:

REF	Código CDM
97.816.92.135	16923014
97.816.92.127	16923022
97.816.92.151	16922999
97.816.92.143	16923006
97.816.92.224	16923030

## ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone