

**BARRETE DE CIRURGIÃO DESCARTÁVEL**

HR-C01G


**GAMA:** Proteção Individual**APLICAÇÃO:** Dispositivo para proteção do profissional de saúde e do doente no decorrer de cirurgia, procedimentos médicos, dentários ou outros com requisitos de higiene**DESCRIÇÃO**

Barrete de cirurgião, modelo astronauta, não tecido, descartável, de cor verde.  
100% Polipropileno.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Característica	Descrição
Cor	Verde claro
Gramagem	21 g/m <sup>2</sup> (±3 g/m <sup>2</sup> )

Dimensão		Tolerância
Legenda	Tamanho	
A – comprimento	61 cm	± 2 cm
B – largura	25 cm	± 1.5 cm
C – altura na cabeça	26 cm	
D – largura na cabeça	15 cm	
E – altura na testa	4 cm	± 1 cm

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

**ARMAZENAMENTO**

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

**EMBALAGEM**

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 100 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (1000 unidades): caixa de cartão

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: T0207 - Toucas (excluindo os dispositivos de protecção individual)

ID atribuído pelo INFARMED: 75130

Código CDM: 57991340

## ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low Density Polyethylene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone