

**BARRETE DE CIRURGIÃO DESCARTÁVEL**


HR-C02G

**GAMA:** Proteção Individual**APLICAÇÃO:** Dispositivo para proteção do profissional de saúde e do doente no decorrer de cirurgia, procedimentos médicos, dentários ou outros com requisitos de higiene**DESCRIÇÃO**

Barrete de cirurgião não tecido, descartável, de cor verde. 100% Polipropileno.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

Cor	Dimensão		Tolerância
	Legenda	Tamanho	
Verde	A – comprimento no topo	23 cm	± 2 cm
	B – largura no topo	14.5 cm	
	C – altura na frente	11 cm	
	D – altura atrás	8 cm	
	E – perímetro	62 cm	
	F – comprimento das fitas	27 cm	

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

**ARMAZENAMENTO**

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

**EMBALAGEM**

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 100 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (1000 unidades): caixa de cartão

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: T0207 - Toucas (excluindo os dispositivos de protecção individual)

ID atribuído pelo INFARMED: 8148

Código CDM: 23604255

## ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low Density Polyethylene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone