

## BATA PUNHO EM MALHA 40G DESCARTÁVEL

HR-G02.40.B

**GAMA:** Proteção Individual

**APLICAÇÃO:** Bata de proteção para profissionais de saúde e visitantes

### DESCRIÇÃO


Bata não tecido com os punhos em malha, descartável, de cor azul-escuro.  
100% Polipropileno.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Descrição
Cor	Azul-escuro
Dimensões	115x137cm ( $\pm 2$ cm)
Gramagem	40 g/m <sup>2</sup> ( $\pm 3$ g/m <sup>2</sup> )

Legenda	Tamanho (cm)	Tolerância (cm)
A – Comprimento da bata	115	$\pm 2$
B – Largura da bata	137	$\pm 2$
C – Largura do ombro	22	$\pm 1$
D – Comprimento das mangas	56	$\pm 1$
E – Largura da axila	26	$\pm 1$
F – Largura do punho expandido	16	$\pm 1$
G – Comprimento do punho	5	$\pm 1$
H – Largura do punho	5.5	$\pm 1$
I – Largura do colarinho	24	$\pm 1$
J – Comprimento dos atilhos para o pescoço	35	$\pm 2$
K – Comprimento dos atilhos para a cintura	200	$\pm 5$



### VALIDADE

Data de validade: 5 anos

### ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

**EMBALAGEM**

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 10 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (100 unidades): caixa de cartão

**INFORMAÇÃO REGULAMENTAR**

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: T0205 - *Batas não cirúrgicas (excluindo os dispositivos de proteção individual)*

ID atribuído pelo INFARMED: 13042

Código CDM: 23646250

**ABREVIATURAS**

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low Density Polyethylene;

PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene;

PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone