

BATA PUNHO ELÁSTICO 40G DESCARTÁVEL

HR-G05.40.B

GAMA: Proteção Individual**APLICAÇÃO:** Bata de proteção para profissionais de saúde e visitantes**DESCRIÇÃO**


Bata não tecido com elástico nos punhos, descartável, de cor azul-escuro.
100% Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Característica | Descrição |
|----------------|--|
| Cor | Azul-escuro |
| Dimensões | 115x137cm (± 2 cm) |
| Gramagem | 40 g/m ² (± 2 g/m ²) |



| Legenda | Tamanho (cm) | Tolerância (cm) |
|---|--------------|-----------------|
| A – Comprimento da bata | 115 | ± 3 |
| B – Largura da bata | 137 | ± 3 |
| C – Largura do ombro | 22 | ± 2 |
| D – Comprimento das mangas | 56 | ± 2 |
| E – Largura da axila | 26 | ± 2 |
| F – Largura do punho expandido | 15 | ± 2 |
| G – Largura do colarinho | 26 | ± 0.5 |
| H – Comprimento de um atilho para o pescoço | 38 | ± 0.5 |
| I – Comprimento dos atilhos para a cintura | 200 | ± 2 |

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

EMBALAGEM

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 10 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (100 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: Batas não cirúrgicas (excluindo os dispositivos de protecção individual) (T0205)

ID atribuído pelo INFARMED: 32685

Código CDM: 62953001

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low Density Polyethylene;

PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene;

PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone