

BATA DE MEIA MANGA 40G DESCARTÁVEL

HR-G06.40.B

GAMA: Proteção Individual**APLICAÇÃO:** Bata de proteção para profissionais de saúde e visitantes**DESCRIÇÃO**


Bata não tecido com meia manga, descartável, de cor azul-escuro.
100% Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Descrição
Cor	Azul-escuro
Dimensões	115x137cm (± 2 cm)
Gramagem	40 g/m ² (± 3 g/m ²)



Legenda	Tamanho (cm)	Tolerância (cm)
A – Comprimento da bata	115	± 2
B – Largura da bata	137	± 2
C – Largura do ombro	27	± 1
D – Largura das mangas	23	± 1
Comprimento dos atilhos para o pescoço	130	± 2
Comprimento dos atilhos para a cintura	200	± 5

**VALIDADE**

Data de validade: 5 anos

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

EMBALAGEM

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 10 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (100 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: Batas não cirúrgicas (excluindo os dispositivos de protecção individual) (T0205)

ID atribuído pelo INFARMED: 37049

Código CDM: 62953010

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low Density Polyethylene;

PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene;

PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone