

BATA PUNHO ELÁSTICO 24G DESCARTÁVEL

HR-G08.24.G

GAMA: Proteção Individual

APLICAÇÃO: Bata de proteção para profissionais de saúde e visitantes


DESCRIÇÃO

Bata não tecido com elástico nos punhos, descartável, de cor verde.
 100% Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Descrição
Cor	Verde claro
Dimensões	115x137cm (± 2 cm)
Gramagem	24 g/m ² (± 2 g/m ²)

Legenda	Tamanho (cm)	Tolerância (cm)
A – Comprimento da bata	115	± 3
B – Largura da bata	137	± 3
C – Largura do ombro	22	± 2
D – Comprimento das mangas	56	± 2
E – Largura da axila	26	± 2
F – Largura do punho expandido	15	± 2
G – Largura do colarinho	26	± 0.5
H – Comprimento de um atilho para o pescoço	38	± 0.5
I – Comprimento dos atilhos para a cintura	200	± 2



VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

EMBALAGEM

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 10 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (100 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: Batas não cirúrgicas (excluindo os dispositivos de protecção individual) (T0205)

ID atribuído pelo INFARMED: 51698

Código CDM: 62953028

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low Density Polyethylene;

PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene;

PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone