

TOUCA ENFERMEIRA TIPO CLIP DESCARTÁVEL

HR-NC04G

GAMA: Proteção Individual

APLICAÇÃO: Dispositivo para proteção do profissional de saúde e do doente em locais com requisitos de limpeza e sensíveis




DESCRIÇÃO

Touca de enfermeira não tecido, tipo clip, descartável, de cor verde. 100% Polipropileno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Descrição
Cor	Verde
Comprimento (A)	52 cm (± 2 cm)
Largura (B)	2 cm (± 0.5 cm)
Gramagem	10 g/m ² (± 1 g/m ²)



VALIDADE

Data de validade: 5 anos

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

EMBALAGEM

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 100 unidades): caixa de cartão

Embalagem secundária (2000 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: T0207 - Toucas (excluindo os dispositivos de protecção individual)

ID atribuído pelo INFARMED: 37396

Código CDM: 59706694

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; LDPE: Low Density Polyethylene;

PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene;

PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone