

COBRE SAPATOS DESCARTÁVEL

HR-SC01WB


GAMA: Proteção Individual**APLICAÇÃO:** Dispositivo para proteção do profissional de saúde e do doente no decorrer de cirurgia, procedimentos médicos, dentários ou outros com requisitos de higiene**DESCRIÇÃO**

Cobre sapatos branco em PP com sola antiderrapante azul em CPE.
Dispositivo médico descartável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Descrição
Cor	Branco e azul
Dimensões	16.5x42 cm
Gramagem	9.2 g/unidade (± 0.5 g/und)

Legenda	Tamanho (cm)	Tolerância (cm)
A – altura	16.5	± 1
B – comprimento	42	± 2

**VALIDADE**

Data de validade: 3 anos

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

EMBALAGEM

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 50 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (1000 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: T0208 - Cobertura para calçado (excluindo os dispositivos de protecção individual)

ID atribuído pelo INFARMED: 46626

Código CDM: 43704344

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; CPE: Chlorinated Polyethylene; LDPE: Low Density Polyethylene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone