

COBRE SAPATOS NÃO TECIDO DESCARTÁVEL

HR-SC02B

GAMA: Proteção Individual**APLICAÇÃO:** Dispositivo para proteção do profissional de saúde e do doente em zonas com requisitos de limpeza e sensíveis**DESCRIÇÃO**

Cobre sapatos azul descartável, com elástico e impressão na sola (que lhe confere uma capacidade antiderrapante limitada).

100% Polipropileno impermeável e transpirável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica		Descrição
Cor		Azul
Dimensões	A – comprimento	40 (± 2) cm
	B - altura	16 (± 1) cm
Gramagem		35 g/m ² (± 3 g/ m ²)

**VALIDADE**

Data de validade: 3 anos

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

EMBALAGEM

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 100 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (1000 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: T0208 - Cobertura para calçado (excluindo os dispositivos de proteção individual)

ID atribuído pelo INFARMED: 37050

Código CDM: 23617454

Equipamento de proteção individual: Categoria I (riscos mínimos), de acordo com o Regulamento 2016/425 CEE

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; CPE: Chlorinated Polyethylene; LDPE: Low Density Polyethylene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone