

COBRE SAPATOS DESCARTÁVEL

HR-SC03G

GAMA: Proteção Individual**APLICAÇÃO:** Dispositivo para proteção do profissional de saúde e do doente no decorrer de cirurgia, procedimentos médicos, dentários ou outros com requisitos de higiene**DESCRIÇÃO**


Cobre sapatos verde em PP.

Dispositivo médico descartável.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Descrição
Cor	Verde
Dimensões	16x40 cm
Gramagem	35 g/m ² (±2 g/m ²)

Legenda	Tamanho (cm)	Tolerância (cm)
A – altura	16	± 2
B – comprimento	40	± 2

**VALIDADE**

Data de validade: 3 anos

ARMAZENAMENTO

Manter em local seco, arejado e limpo e proteger da luz solar direta e da chuva.

EMBALAGEM

Embalagem primária (unidade mínima de venda – 100 unidades): bolsa de plástico

Embalagem secundária (1000 unidades): caixa de cartão

INFORMAÇÃO REGULAMENTAR

Dispositivo médico não estéril

Classe I, com marcação CE

Fabricante: Meditrade GmbH

Código NPDM: T0208 - Cobertura para calçado (excluindo os dispositivos de proteção individual)

ID atribuído pelo INFARMED: 132976

Código CDM: 23617462

ABREVIATURAS

ABS: Acrylonitrile butadiene styrene; ASA: Acrylonitrile Styrene Acrylate; CPE: Chlorinated Polyethylene; LDPE: Low Density Polyethylene; PA: Polyamide; PC: Polycarbonate; PE: Polyethylene; PI: Polyisoprene; POM: Polyacetate; PP: Polypropylene; PS: Polystyrene; PU: Polyurethane; PVC: Polyvinyl chloride; SI: Silicone