

## FICHA TÉCNICA

**manual**® **HR 419**
**HIGH RISK LATEX**

Luva de Exame em Látex, Sem Pó, Não Esterilizada



Referência	Tamanho:	S M L XL	HR419-01 HR419-02 HR419-03 HR419-04
Desenho e Características	Luvas ambidestras, dedos retos, superfície texturizada e punho reforçado.		
Tipo	Luvas de exame não esterilizadas e sem pó		
Material	Borracha de látex natural		
Cor	Azul		
Conteúdo em pó (mg/luva)	Contém menos de 2mg/luva, sem pó lubrificante adicionado		
Dimensões	Tamanho:	Tamanho da Palma (mm)	Comprimento mín. (mm)
	S	83 ± 5	280
	M	94 ± 5	280
	L	105 ± 5	280
XL	116 ± 5	280	
Espessura da luva (mm)	Dedo (a 13 ± 3mm da ponta do dedo)	Especificações 0.36 ± 0.02	
	Palma (no centro da palma)	0.30 ± 0.02	
	Punho (a 25 ± 5mm da ponta do punho)	0.21 ± 0.02	
Propriedades Físicas	Força tênsil (MPa) Elongação (%) Força na rutura (N)	Antes do envelhecimento	Especificação Depois do envelhecimento
		Mín. 25	Mín. 20
		Mín. 750	Mín. 700
Mín. 10.0	Mín. 6.0		
Embalagem	50 luvas (por peso) em cada embalagem e 10 embalagens em cada caixa de cartão		
Inspeção prévia ao envio	Dimensões	Nível de Inspeção	AQL
	Propriedades físicas	S-2	4.0
	1000ml de fuga de água	S-2	4.0
	Inspeção visual para defeitos <i>major</i>	G-1	1.5
	Inspeção visual para defeitos <i>minor</i>	S-4	2.5
		S-4	4.0
Conformidade do produto	Dispositivo médico: em conformidade com a Diretiva Europeia dos Dispositivos Médicos 93/42/CEE (Classe CE I) <ul style="list-style-type: none"> <li>EN455, partes 1, 2, 3 e 4</li> </ul> Equipamento de proteção individual de Desempenho complexo Categoria III, em conformidade com o Regulamento EPI (UE) 2016/425 <ul style="list-style-type: none"> <li>EN374-1:2016, EN374-5:2016 e EN420:2003+A1:2009</li> </ul>		
Validade	3 anos desde a data de fabrico		
Informação Regulamentar	<ul style="list-style-type: none"> <li>ID do Dispositivo: 501872</li> <li>NPDM: To10201 - Luvas não cirúrgicas em látex</li> <li>CDM: a aguardar codificação pelo Infarmed</li> </ul>		



Figura 1: Imagem representativa da embalagem