

FICHA TÉCNICA

Luva de Exame *Ultralong* 290mm em Nitrilo, Sem Pó, Não Esterilizada

Referência	Tamanho:	XS S M L XL	UNL290-00 UNL290-01 UNL290-02 UNL290-03 UNL290-04								
Desenho e Características	Luvas ambidestras, dedos retos, texturadas na superfície dos dedos e punho reforçado.										
Tipo	Luvas de exame, sem látex, não esterilizadas e sem pó										
Material	Nitrilo (<i>Acrylonitrile-butadiene</i>)										
Cor	Azul										
Conteúdo em pó (mg/luva)	Contém menos de 2mg/luva, sem pó lubrificante adicionado										
Dimensões	Tamanho:	Tamanho da Palma (mm)	Comprimento mín. (mm)								
	XS S M L XL	75 ± 5 85 ± 5 95 ± 5 106 ± 5 115 ± 5	290 290 290 290 290								
Espessura da luva (mm)	Palma (no centro da palma)	Especificações Mín. 0.095									
Propriedades Físicas	Força na rutura (N)	Especificação Antes do envelhecimento Mín. 6	Especificação Depois do envelhecimento Mín. 6								
		Embalagem									
Inspeção prévia ao envio		1000ml de fuga de água Inspeção visual defeitos <i>major</i> Conteúdo com pó	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nível de Inspeção</th> <th>AQL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>G-1</td> <td>1.5</td> </tr> <tr> <td>S-2</td> <td>2.5</td> </tr> <tr> <td>S-4</td> <td>4.0</td> </tr> </tbody> </table>	Nível de Inspeção	AQL	G-1	1.5	S-2	2.5	S-4	4.0
Nível de Inspeção	AQL										
G-1	1.5										
S-2	2.5										
S-4	4.0										
Conformidade do produto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Certificado como Equipamento de Proteção Individual de Categoria de complexo de desenho III de acordo com o Regulamento de EPI (EU) 2016/425, testado de acordo com a norma EN ISO374-1:2016, EN ISO374-5:2016 e EN 420:2003+A1:2009 ▪ Dispositivo médico de Classe I de acordo com o Regulamento dos dispositivos médicos (EU) 2017/745, testado de acordo com a norma EN455 partes 1-4 										
Validade	5 anos desde a data de fabrico										
Informação Regulamentar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ID do Dispositivo: 213921 ▪ NPDM: T01020299 - Luvas não cirúrgicas sintéticas – outros ▪ CDM: 70496447 (UNL290-00); 70496455 (UNL290-01); 70496463 (UNL290-02); 70496471 (UNL290-03); 70496480 (UNL290-04) 										

